

Стетоскоп 3M Littmann Classic II Pediatric

РЗН 2016/4622

педиатрический, головка двусторонняя, трубка
одинарная, мембрана 3.3 см, малая мембрана 2.5 см,
трубка 71 см

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	педиатрический
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	темно-зеленый / красный / малиновый / черный
Диаметр мембраны	3.3 см
Диаметр меньшей мембраны	2.5 см
Диаметр колокола	2.5 см
Длина трубки	71 см
Акустическая чувствительность	7

Дополнительные характеристики

Компания 3M разработала специальные высококачественные стетоскопы для выслушивания маленьких пациентов - **Стетоскоп 3M Littmann Classic II Pediatric**. Стетоскоп снабжен двухсторонней акустической головкой: одна сторона может использоваться как колокол, другая - как традиционная диафрагма. Трубка яркого цвета придется по вкусу Вашим маленьким пациентам!

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

Особенности:

- запатентованная плавающая диафрагма на большей стороне акустической головки для выслушивания высоких частот;
- колокол размером 2.5 см на одной из сторон акустической головки для выслушивания низких частот;
- не вызывающий чувство холода у пациентов ободок акустической головки;
- анатомически правильное расположение оголовья;
- мягкие изолирующие ушные наконечники;
- рекомендуемые области применения;

- используется для проведения диагностики пациентов, идеально подходит **для педиатров, неонатологов, медицинских сестер.**

Технические характеристики:

- вес: 105 г;
- вес аускультирующей головки: 40 г;
- материал оголовья: широкодиапазонный / анодированный алюминий;
- материал диафрагмы: эпоксидный / стекловолокно;
- покрытие (вид обработки) аускультирующей головки: обработанная нержавеющая сталь.

Модификации:

- арт. 2113 - чёрная трубка;
- арт. 2113R - красная трубка;
- арт. 2119 - трубка цвета морской волны;
- арт. 2122 - малиновая трубка;
- арт. 2153 - трубка цвета морской волны, акустическая головка радужная.