

Стетоскоп 3M Littmann Master Cardiology

РЗН 2016/4622

кардиологический, головка односторонняя, трубка одинарная, мембрана 5.1 см, трубка 69 см

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	кардиологический
Акустическая головка	односторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	бордовый / голубой / зеленый / темно-зеленый / красный / темно-синий / черный / фиолетовый
Диаметр мембраны	5.1 см
Длина трубки	69 см
Акустическая чувствительность	10

Дополнительные характеристики

Стетоскопы 3M Littmann Master Cardiology - идеально подходят для применения в кардиологической практике, в отделениях интенсивной терапии, в том числе для ведения больных с коронарной недостаточностью. Односторонний стетофонендоскоп позволяет выслушивать разночастотные шумы и тоны, путем регулирования силы прижатия акустической головки и диафрагмы к поверхности тела больного - при легком нажатии лучше выслушиваются тоны и шумы низкой частоты, а при более сильном нажатии - более высокочастотные звуки.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

Особенности:

- технология настраиваемой диафрагмы позволяет выслушивать высокие и низкие частоты без переворачивания акустической головки;
- одна двухпросветная трубка вместо двух отдельных трубок позволяет избежать посторонних шумов;
- специальный адаптер для выслушивания в области сложных рельефных участков тела и для аускультации детей;
- отличная акустическая изоляция и комфортное расположение мягких силиконовых ушных наконечников;
- удобное оголовье, расположенное под анатомически правильным углом;
- мягкие изолирующие ушные наконечники;

Рекомендуемые области применения:

1. Широко используется в различных медицинских учреждениях в качестве диагностического инструмента для аускультации сердца, легких и кишечника. Прекрасно подходит для кардиологов, пульмонологов, анестезиологов, врачей скорой помощи, врачей общей практики, студентов.
2. Кардиология / Высокие аускультационные характеристики.

Технические характеристики:

- вес: 185 г;
- вес аускультирующей головки: 90 г;
- материал оголовья: широкодиапазонный / анодированный алюминий;
- материал диафрагмы: эпоксидный / стекловолокно;
- покрытие (вид обработки) аускультирующей головки: обработанная нержавеющая сталь.

Модификации:

- арт. 2160 - чёрная трубка;
- арт. 2161 - чёрная трубка, чёрная акустическая головка и оголовье;
- арт. 2163 - бордовая трубка;
- арт. 2164 - тёмно-синяя трубка;
- арт. 2165 - тёмно-зелёная трубка;
- арт. 2167 - трубка сливового цвета;
- арт. 2175 - черная трубка, акустическая головка и оголовье цвета латунь;
- арт. 2176 - чёрная трубка, дымчатая акустическая головка и оголовье;
- арт. 2178 - трубка цвета морской волны;
- арт. 2182 - темно-оливковая трубка, дымчатая акустическая головка, оголовье и ушные оливки.