

Стетоскоп 3M Littmann Master Classic II

РЗН 2016/4622

терапевтический, головка односторонняя, трубка
одинарная, мембрана 4.4 см, трубка 69 см

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	терапевтический
Акустическая головка	односторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	бордовый / голубой / зеленый / темно-зеленый / красный / темно-синий / черный / фиолетовый
Диаметр мембраны	4.4 см
Длина трубки	69 см

Дополнительные характеристики

Стетоскоп 3M™ Littmann Master Classic II - это сочетание эргономичного дизайна, высокой акустической чувствительности и комфорта для качественной звуковой передачи. Отличительная черта данной модели - настраиваемая диафрагма, которая позволяет Вам выслушивать как высокие так и низкие частоты без переворачивания, просто за счет изменения силы нажатия на выслушиваемую область.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.

Особенности:

- технология настраиваемой диафрагмы: переключение режимов выслушивания за счет силы нажатия на акустическую головку;
- угол расположения трубок оголовья соответствует анатомическому расположению слуховых каналов;
- отличная акустическая изоляция и комфортное расположение мягких силиконовых ушных наконечников;
- высокий уровень качества акустики (8 баллов из 10);
- ободок диафрагмы, не вызывающий ощущения холода;
- рекомендуемые области применения;
- используется для проведения диагностики взрослых и детей.

Идеально подходит для терапевтов, врачей общей практики, врачей скорой помощи, медсестер, студентов.

Технические характеристики:

- вес: 160;
- вес аускультирующей головки: 90 г;
- материал оголовья: широкодиапазонный / анодированный алюминий;
- материал диафрагмы: эпоксидный / стекловолокно;
- покрытие (вид обработки) аускультирующей головки: полированный сплав с гальваническим покрытием.

Модификации:

- арт. 2141 - чёрная трубка, чёрная акустическая головка и оголовье;
- арт. 2144L - чёрная трубка;
- арт. 2146 - бордовая трубка;
- арт. 2147 -тёмно-синяя трубка.