

Стетоскоп KaWe Double алюминиевый в футляре

РЗН 2014/1608

терапевтический, головка двусторонняя, трубка
одинарная, мембрана 4.38 см, трубка 58 см

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	терапевтический
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	красный / синий / черный
Диаметр мембраны	4.38 см
Длина трубки	58 см

Дополнительные характеристики

Код 43250 (06.22300.012), 43255 (06.22300.022), 43251 (06.22300.032).