

Стетоскоп KaWe Duo с двумя парами ушных дужек

РЗН 2014/1608

учебный, головка двусторонняя, трубка одинарная,
мембрана 4.38 см, трубка 110 см

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	учебный
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	желтый / красный
Диаметр мембраны	4.38 см
Длина трубки	110 см

Дополнительные характеристики

Учебный стетоскоп KaWe Duo состоит из двух ушных дужек, 110 – сантиметровой трубки, плоской или двойной головки. С его помощью исследование могут проводить одновременно два человека. С переключаемой головкой.

Вес Duo: прибл. 225 г