

Стетоскоп Little Doctor LD Prof-I

ФСЗ 2008/01941

терапевтический, головка двусторонняя, трубка
одинарная, мембрана 4.3 см, малая мембрана 2.7 см,
трубка 56 см

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	терапевтический
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	одинарная
Диаметр мембраны	4.3 см
Диаметр меньшей мембраны	2.7 см
Диаметр колокола	2.7 см
Длина трубки	56 см

Дополнительные характеристики

Стетоскоп Little Doctor LD Prof-I

Характеристики:

- Компактный и легкий.
- Двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой и открытым колоколом.
- Диафрагма снабжена пластиковой мембраной.
- Колокол головки имеет резиновую прокладку для улучшения акустики.
- Прочная одинарная звукопроводящая трубка.
- Простой и удобный механизм переключения между колоколом и диафрагмой, путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов.
- Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной. Виниловые наконечники для ушей.