

Стетоскоп Little Doctor LD Prof-Plus

ФСЗ 2008/01941

терапевтический, головка односторонняя, трубка
одинарная, мембрана 4.3 см, трубка 56 см

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	терапевтический
Акустическая головка	односторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	черный
Диаметр мембраны	4.3 см
Длина трубки	56 см

Дополнительные характеристики

Стетоскоп Little Doctor LD Prof-Plus

Характеристики:

- Легкая металлическая головка с большой диафрагмой.
- Диафрагма снабжена пластиковой мембраной.
- Прочная одинарная звукопроводящая трубка.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.
- Виноловые наконечники для ушей.