

Стетоскоп Little Doctor LD Special

ФСЗ 2008/01941

терапевтический / педиатрический, головка
двусторонняя, трубка двойная, мембрана 3.8 см,
малая мембрана 2.5 см, трубка 56 см

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	терапевтический / педиатрический
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	двойная
Цвет	черный
Диаметр мембраны	3.8 см
Диаметр меньшей мембраны	2.5 см
Длина трубки	56 см

Дополнительные характеристики

Стетоскоп Little Doctor LD Special

Съемные компоненты:

- Конструктивная особенность головки позволяет заменять любую из диафрагм на колокол нужного размера с помощью пластиковых насадок.
- В комплект стетоскопа входят пластиковые насадки взрослого, среднего и детского размеров в виде колокола диаметром 33, 26 и 19 мм.
- Диафрагмы и пластиковые насадки крепятся к головке с помощью резьбы.
- В комплект входят дополнительные пластиковые мембраны к большой и малой диафрагме.
- Дополнительные наконечники для ушей (всего 3 комплекта) позволят сделать стетоскоп наиболее комфортным для вас.

Несъемные компоненты:

- Две звукопроводящих трубки из латекса с усиленными стенками, отсекающими посторонние шумы.
- Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной.

Аксессуары:

- Пластиковая сумочка для дополнительных принадлежностей.