

Стетоскоп Little Doctor LD SteTime

ФСЗ 2008/01941

универсальный, головка двусторонняя, трубка двойная, мембрана 3.8 см, малая мембрана 2.5 см, трубка 56 см

Little Doctor Electronic (Nantong), Китай



Характеристики

Тип	универсальный
Акустическая головка	двусторонняя
Трубка	двойная
Цвет	синий / черный
Диаметр мембраны	3.8 см
Диаметр меньшей мембраны	2.5 см
Длина трубки	56 см

Дополнительные характеристики

Многофункциональный высококачественный стетоскоп Little Doctor LD SteTime. Кварцевые часы встроенные в головку.

Длина трубки: 56 см.
Цвет трубки: черный, синий.

- Характеристики:**
- специальная комплектация обеспечивает 4 рабочих комбинаций стетоскопа от обычного до неонатального;
 - изготовленная по специальному дизайну двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой;
 - диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной;
 - в комплект стетоскопа входят пластиковые насадки взрослого, среднего и детского размеров в виде колокола;
 - диафрагма, часы и пластиковые насадки крепятся к головке с помощью резьбы;
 - переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки;
 - в комплект входит дополнительная пластиковая мембрана к диафрагме;
 - дополнительные наконечники для ушей (всего 3 комплекта) позволят сделать стетоскоп наиболее комфортным;
 - две звукопроводящих трубки из латекса с усиленными стенками, отсекающими посторонние шумы;
 - бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной;

- пластиковая сумочка для дополнительных принадлежностей.