

Стетоскоп KaWe Single в футляре

РЗН 2014/1608

терапевтический, головка односторонняя, трубка
одинарная, мембрана 4.38 см, трубка 58 см

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	терапевтический
Акустическая головка	односторонняя
Трубка	одинарная
Цвет	красный / черный
Диаметр мембраны	4.38 см
Длина трубки	58 см

Дополнительные характеристики

Код 43220 (06.10300.012), 43225 (06.10300.022), 43221 (06.10300.032).