

Стол с мойкой медицинский Артинокс АТ-ВМ 2.1-2.6

ФСЗ 2010/06374

мойка медицинская, двухместная, металл, напольное крепление, мойка 2 шт., размеры 1200-1800×600-700×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	медицинская
Количество рабочих мест	двухместная
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Крепление	напольное
Характеристика мойки	накладная
Количество чашек мойки	2 шт.
Размеры чашки мойки	150 мм
Размеры	1200-1800×600-700×900 мм
Комплектация	Смеситель и сифон в комплект поставки не входят.

Дополнительные характеристики

Стол АТ-ВМ2.1 - 2.6

- Каркас:** нержавеющая сталь.
- Столешница:** нержавеющая сталь (с бортом 20 мм), 2 цельнотянутые накладные мойки (глубина 150 мм).
- Опоры:** пластиковые с регулировкой высоты.

Габаритные размеры (Ш×Г×В, мм):

Артикул	Размер	Мойка
АТ-ВМ2.1	1200×600×900	2
АТ-ВМ2.2	1200×700×900	2
АТ-ВМ2.3	1500×600×900	2
АТ-ВМ2.4	1500×700×900	2
АТ-ВМ2.5	1800×600×900	2
АТ-ВМ2.6	1800×700×900	2