

Стол для работы с гипсом Артинокс AR-M

ФСЗ 2010/06386

материал нержавеющая сталь / металл в полимере, с
коробом для гипса, с мойкой, размеры 1500×600×900 /
2000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Материал	нержавеющая сталь / металл в полимере
Короб для размещения гипса	Да
Мойка	Да
Тумба	Да
Размеры	1500×600×900 / 2000×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Комплект мебели ARKODENT-M21 (AR-M21):

1. Металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем - 2 шт.
2. Металлическая тумба с 6-ю выдвижными ящиками.

Столешница из нержавеющей стали. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 1500×600×900 мм.



Комплект мебели ARKODENT-M22 (AR-M22):

1. Металлическая тумба с распашной металлической дверью, мойкой и смесителем - 2 шт.
2. Металлическая тумба с распашной дверью и двумя полками.

Столешница из нержавеющей стали. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 2000×600×900 мм.

