

Стол для родовспоможения Медин СР-01 с принадлежностями

ФСЗ 2008/03292

выдвижной столик для принятия плода, подголовник,
ручки для роженицы, выдвижная емкость,
ногодержатель, металл / пластик, встроенная
аккумуляторная батарея, высота стола 690-890 мм



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Характеристики

Выдвижной столик для принятия плода	Да
Подголовник	Да
Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Выдвижная емкость	Да
Ногодержатель	Да
Материал	металл / пластик
Встроенная аккумуляторная батарея	Да
Угол наклона головной секции	0-+30 °
Угол наклона спинной секции	0-+55 °
Допустимая нагрузка	140 кг
Вес	170 кг

Габариты

Длина	1850 мм
Ширина	660 мм
Высота	690-890 мм

Дополнительные характеристики

Точное позиционирование роженицы осуществляется при помощи ручного пульта управления. Наклоны головной секции осуществляются при помощи пневмопружины. Наличие встроенной аккумуляторной батареи обеспечивает надежную и безотказную работу стола для родов даже в экстремальных условиях (отключение

внешнего источника электроэнергии). Эргономичный дизайн конструкции стола обеспечивает удобство для работы персонала и максимальный комфорт для роженицы. Благодаря своим функциональным возможностям стол для родовспоможения СР-01 может использоваться как стол для операций, требующих спинального положения, так и в качестве обычного гинекологического кресла. Для удобства перемещения основание установлено на поворотные колеса диаметром 100 мм с центральным тормозом. Конструктивные особенности: металлические детали навесных приспособлений выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые, устойчивые к хлорсодержащим дезинфектантам; подушки панели съемные, литые, изготовлены по бесшовной технологии из антистатического пенополиуретана с внедренной антибактериальной технологией ASP, устойчивы к воздействию дезинфицирующих растворов; ногодержатели жестко закреплены на раме сидения, регулируются по углу и высоте, фиксируются зубчатыми зажимами; встроенный выдвижной столик для принятия плода выдвигается и фиксируется бесступенчато с помощью пневмопружины; надежные ручки для роженицы крепятся на направляющих планках винтовыми зажимами; выдвижная емкость для плаценты (объем 13 л) изготовлена из нержавеющей стали, свободно извлекается из держателя для обработки и дезинфекции.