

Стол для забора крови Артинокс АТ-В31 / АТ-В31v

ФСЗ 2010/06374

для забора крови, основание на опорах, каркас металл, возможна регулировка высоты, 450×400×1000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для забора крови
Основание	на опорах
Конструкция каркаса	сварная
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Регулировка высоты	Да
Столешница	Да
Сидение	Да
Размер	450×400×1000 мм

Дополнительные характеристики

Столик для забора крови АТ-В31, Артинокс, Беларусь.

- **каркас:** нержавеющая сталь (**АТ-В31v** - металл в полимере), столик (450×370, мм) с регулировкой высоты в диапазоне 650 - 1000 мм;
 - сидение: 400×400, мм;
 - столик и сидение с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии;
- Габаритные размеры:** (Ш×Г×В, мм) - 400×450×1000.