

Стол гипсоотстойник Артинокс AR-E60 (AT-S1)

ФСЗ 2010/06386

материал нержавеющая сталь, с коробом для гипса,
размеры 380×380×380 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Материал	нержавеющая сталь
Короб для размещения гипса	Да
Тумба	Да
Размеры	380×380×380 мм

Дополнительные характеристики

Гипсоотстойник **AT-S1 (AR-E60)**, Артинокс, Беларусь.

Каркас: нержавеющая сталь.

Трехсекционный с крышкой.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 380×380×380 мм.