

Стол инструментальный Айболит СИП-1

ФСР 2008/02894

инструментальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 930-1190 мм

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Назначение	инструментальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да

Габариты

Длина	725 мм
Ширина	500 мм
Высота	930-1190 мм

Дополнительные характеристики

Регулировка высоты столешницы стола осуществляется вручную, фиксация производится с помощью винтового зажима.