

Стол лабораторный Артинокс AR-L23 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 2500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	2500×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол AR-L23

Каркас: металл в полимере.
Столешница: со стеклом
Тумбы: 3 (1) распашная дверь, 2 полки / (2) 6 ящиков / (3) распашная дверь, 2 полки.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 2500×600×900 мм.