


Стол лабораторный Артинокс AR-L55 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы нержавеющая сталь, размеры 1500×750×800/1500 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Дверца	Да
Стеллаж	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1500×750×800/1500 мм

Дополнительные характеристики

Стол лабораторный Артинокс AR-L55 для гистологических и биохимических исследований (станция вырезки).

Материал: нержавеющая сталь.

Характеристики:

- Рабочая поверхность без сварочного шва переходит в раковину.
- **Раковина** оборудована смесителем и может располагаться справа или слева от рабочей перфорированной области.
- **Съемные перфорированные пластины** рабочей области - 3 шт.
- Размер перфорированной рабочей области 950×670 мм.

- **Формалиновый слив** со съемным ситом из нержавеющей стали встроен в рабочую поверхность. Слив отработанного формалина производится **во внешний резервуар**.
- Стол укомплектован **держателем документа формата А4** с защитным стеклом с возможностью регулировки положения в 3 плоскостях.
- **Вытяжная система** с потоком до 750 м³/ч встроена в рабочую поверхность.

Опции: стол может быть укомплектован системой обеззараживания воздуха и вентилятором производительностью 800 м³/ч с уровнем шума не более 59 Дб и блоком управления скоростью.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 1500×750×800/1500 мм (до столешницы / с системой освещения).