

Стол лабораторный Артинокс AR-L04 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 1500×600×900 мм



Артинокс ЧТПУП, Беларусь

Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1500×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол AR-L04

Каркас: нержавеющая сталь / металл в полимере.
Столешница: нержавеющая сталь (с бортом 20 мм).
Тумба: 2 (1) - 4+1 ящика / (2) - распашная дверь + 2 полки
Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1500×600×900 мм.