

Стол лабораторный Артинокс AR-L18 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 1000×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Назначение                       | лабораторный         |
| Материал каркаса                 | металл               |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие  |
| Материал столешницы              | постформинг / стекло |
| Конструкция                      | сборная              |
| Дверца                           | Да                   |
| Ниша                             | Да                   |
| Полка                            | Да                   |
| Тумба                            | Да                   |
| Ящик                             | Да                   |
| Размеры                          | 1000×600×900 мм      |

Дополнительные характеристики

Стол AR-L18

**Каркас:** металл в полимере.  
**Столешница:** со стеклом.  
**Тумбы:** 2 (1) распашная дверь, 2 полки / (2) 2 ящика + ниша сверху.  
**Габаритные размеры (ШхГхВ):** 1000×600×900 мм.