

Стол лабораторный Артинокс AR-L21 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 2500×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	2500×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол AR-L21

Каркас: металл в полимере.

Столешница: со стеклом.

Тумбы: 3 (1) распашная дверь / 2 полки (2) распашная дверь / 2 полки (3) распашная дверь, 2 полки.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 2500×600×900 мм.