

Стол лабораторный Артинокс AR-L31 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы нержавеющая сталь / постформинг / стекло, размеры 1200×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь / полимерное покрытие
Материал столешницы	нержавеющая сталь / постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Размеры	1200×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол лабораторный Артинокс AR-L31 для гистологических и биохимических исследований

Каркас: нержавеющая сталь / металл в полимере.
Столешница: нержавеющая сталь (с бортом 20 мм).
Тумба: 1 распашная дверь + 2 полки.
Опоры: ножки 100 мм с регулировкой высоты.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200×600×900 мм.