

Стол лабораторный Артинокс AR-L41 для гистологических и биохимических исследований

ФСЗ 2010/06386

лабораторный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг / стекло, размеры 1200×600×900 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	лабораторный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг / стекло
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1200×600×900 мм

Дополнительные характеристики

Стол лабораторный Артинокс AR-L41 для гистологических и биохимических исследований

Каркас: Металл в полимере.
Столешница: со стеклом.
Тумбы: 1 шт., распашная дверь, 2 полки, ящик под столешницей.
Габаритные размеры (ШхГхВ): 1200×600×900 мм.