

Стол манипуляционный Артинокс AR-H27

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл, с бортом, на колесах, высота 1000 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Назначение                       | инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры |
| Материал                         | металл                                               |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие                                  |
| Столешница                       | нержавеющая сталь                                    |
| Конструкция                      | сварная                                              |
| Борт                             | Да                                                   |
| Колеса                           | Да                                                   |
| Полка                            | Да                                                   |
| Ящик выдвижной                   | Да                                                   |

Габариты

|        |         |
|--------|---------|
| Длина  | 870 мм  |
| Ширина | 500 мм  |
| Высота | 1000 мм |

Дополнительные характеристики

Столик AR-H27, Артинокс, Беларусь.

- Каркас: металл в полимере.
- Рабочая поверхность с отбортовкой 20 мм.
- Полки: 2 шт. (с отбортовкой 20 мм).
- Ящики: 1 шт.

**Колеса:** 4 шт.  $\varnothing 50$  мм (2 - с тормозом).

**Габаритные размеры** (Ш×Г×В): 870×500×1000 мм.