

Стол манипуляционный Артинокс AR-H33

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл / стекло, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры
Материал	металл / стекло
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь / стекло
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	760 мм
Ширина	470 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-H33, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** металл в полимере.
- Полки:** 2 шт. (1 - из нержавеющей стали, 2 - из стекла) с отбортовкой 20 мм.
- Колеса:** 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 760×470×800 мм.