

Стол манипуляционный Артинокс AR-H34

ФСЗ 2010/06386

инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры, материал металл, с бортом, на колесах, высота 800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	инструментальный / для медикаментов / для аппаратуры
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да

Габариты

Длина	760 мм
Ширина	470 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Столик AR-H34, Артинокс, Беларусь.

- Каркас:** металл в полимере.
- Полки:** 2 шт. (из нержавеющей стали), съемные, с отбортовкой 20 мм.
- Колеса:** 4 шт. Ø50 мм (2 - с тормозом).
- Габаритные размеры (Ш×Г×В):** 760×470×800 мм.