

Стол для Бобат терапии СМТ Кинезио-Эксперт

РЗН 2014/1520

стол для массажа, материал металл в полимере,
односекционный / двухсекционный / трехсекционный

НПФ Реабилитационные технологии ООО, Россия



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	металл в полимере
Количество секций	односекционный / двухсекционный / трехсекционный
Регулирование высоты ложа	Да
Регулирование высоты конструкции	Да
Допустимая нагрузка	180 кг

Дополнительные характеристики

Столы для Бобат и Войта терапии СМТ Кинезио-Эксперт предназначены для проведения реабилитации при травмах и заболеваниях, которые связаны с поражением центральной нервной системы и сопровождаются нарушением двигательной активности. Массажные столы с подъемником Kinezo Expert отлично подходят для занятий по методикам Бобат, Войта, ПНФ.

Столы активно применяются для:

- ☐ Бобат- и Войта-терапии
- ☐ Лечебной физкультуры
- ☐ Кинезотерапии
- ☐ Мануальной терапии
- ☐ Массажа

Ключевые отличия столов для занятия Бобат- и Войта-терапией – наличие очень большой рабочей поверхности и высокая прочность, позволяющая специалисту находиться на столе вместе с пациентом. К заказу доступны модели с электроприводом с шириной кушетки 120 или 160 см.

Базовая комплектация:

- электропривод, с помощью которого может регулироваться высота стола;
- газовые амортизаторы, необходимые для установки угла наклона отдельных секций кушетки;
- ножки с возможностью регулировки для компенсации неровностей пола.

Дополнительная комплектация:

- кушетку шириной 160 см;
- колесную базу с возможностью блокировки;
- рамный переключатель высоты стола;
- пульт управления высотой.

Название	Внешний вид	Комплектация	Отличия
СМТ Кинезо-Эксперт Б1		1 секции ширина 120 см ширина 160 см	Большой стационарный стол
СМТ Кинезо-Эксперт Б2		2 секции ширина 120 см ширина 160 см	Регулировка головной секции
СМТ Кинезо-Эксперт Б3		3 секции ширина 120 см ширина 160 см	Регулировка подъема головной и ножной секции