

Стол массажный Lojer 105E (2 секции)

ФСЗ 2009/05616

стол для массажа, материал искусственная кожа,
двухсекционный, регулирование высоты

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	искусственная кожа
Количество секций	двухсекционный
Регулирование высоты ложа	Да

Описание

Опции: - кожзаменитель SKAI LUX; - боковые опоры с механизмом быстрой фиксации (убираются под ложе); - центрально-блокирующиеся колеса; - ручной пульт управления (проводной); - педаль регулировки высоты в виде рамы; - держатель одноразовых простыней (ширина 50 или 60 см.); - упор для мобилизации плечевого сустава; - защитный кожух станины.