

Стол массажный Lojer 105E

ФСЗ 2009/05616

стол для массажа, материал искусственная кожа, четырехсекционный, подставка для рук, отверстие для лица

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	искусственная кожа
Количество секций	четырёхсекционный
Регулирование высоты ложа	Да
Опоры	Да
Подставка для рук	Да
Отверстие для лица	Да
Угол наклона ножной секции	-12 / +70 °
Допустимая нагрузка	210 кг

Габариты

Длина	2020 мм
Ширина	550, 600, 650 или 800 мм
Высота	450 - 920 мм

Дополнительные характеристики

Опции: - кожзаменитель SKAI LUX; - боковые опоры с механизмом быстрой фиксации (убираются под ложе); - центрально-блокирующиеся колеса; - ручной пульт управления (проводной); - педаль регулировки высоты в виде рамы; - держатель одноразовых простыней (ширина 50 или 60 см.); - упор для мобилизации плечевого сустава; - защитный кожух станины.