

Стол массажный Айболит СМ-1

ФСР 2007/00392

стол для массажа, материал сталь с полимерно-порошковым покрытием / ДСП / поролон / искусственная кожа, односекционный, регулирование высоты

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	сталь с полимерно-порошковым покрытием / ДСП / поролон / искусственная кожа
Количество секций	односекционный
Регулирование высоты лежа	Да

Описание

Базовая модель массажного стола с односекционным лежаком. Положение лежака по высоте плавно регулируется электро-механическим приводом, питание которого осуществляется от сети переменного тока 220V. Управление приводом - с помощью дистанционного пульта. Основание стола установлено на самоориентирующиеся колеса Ø100 мм. и оснащено центральным тормозом, фиксация которого осуществляется нажатием одной педали. Каркас из стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Ложе из ДСП и поролона обтянуто искусственной кожей, возможны различные цветовые решения по выбору заказчика.