

Стол массажный Айболит СМ-4

ФСР 2007/00392

стол для массажа, материал сталь с полимерно-порошковым покрытием / ДСП / поролон / искусственная кожа, трехсекционный, отверстие для лица

Айболит-2000 ООО, Россия



Характеристики

Тип	стол для массажа
Материал	сталь с полимерно-порошковым покрытием / ДСП / поролон / искусственная кожа
Количество секций	трехсекционный
Регулирование высоты лежа	Да
На колесах	Да
Отверстие для лица	Да

Габариты

Длина	2120 мм
Ширина	900 мм
Высота	600-835 мм

Дополнительные характеристики

Модель массажного стола с трехсекционным лежаком. Положение лежака по высоте плавно регулируется электро-механическим приводом , питание которого осуществляется от сети переменного тока 220V. Управление приводом - с помощью дистанционного пульта. Головная секция стола с вырезом для лица может использоваться для массажа шейно-воротниковой зоны, регулируется ступенчато при помощи механизма "Rostomat". Основание стола установлено на самоориентирующиеся колеса Ø100 мм и оснащено центральным тормозом, фиксация которого осуществляется нажатием одной педали. Комплектуется подлокотниками. Каркас из стали с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Ложe из ДСП и поролонa обтянуто искусственной кожей, возможны различные цветовые решения по выбору заказчика.