

Стол медицинский для весов AR-L90 Артинокс

ФСЗ 2010/06386

для весов, материал металл / гранит, высота 760 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для весов
Материал	металл / гранит
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	гранит
Конструкция	сварная

Габариты

Длина	600 мм
Ширина	800 мм
Высота	760 мм

Дополнительные характеристики

Стол весовой AR-L90

Каркас: металл в полимере, рабочая поверхность - полированная гранитная плита.

Габаритные размеры (Ш×Г×В): 800×600×760 мм.