

Стол медицинский гинекологический для родов Partura

РЗН 2014/1884

ручки для роженицы, ногодержатель, металл, высота
стола 645-925 мм

Schmitz u. Sohne GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Ручки для роженицы	Да
Упоры для ног	Да
Ногодержатель	Да
Штатив для вливаний	Да
Материал	металл
Регулировка кровати	Да
Угол наклона спинной секции	от 0 до 78 °
Допустимая нагрузка	220 кг
Вес	280 кг

Габариты

Длина	2330 мм
Ширина	1015 мм
Высота	645-925 мм

Дополнительные характеристики

Особенности:

- конструкция стола позволяет устанавливать большое количество различных положений;
- регулировка по высоте рабочей поверхности лежания пациента;
- регулировка спинки, тазовой секции, угла наклона рабочей поверхности;
- матрац изготовлен из высокоэластичного поролона;
- обшивка и каркас сделаны из листовой стали с напылением;
- имеется разделение основной и ножной секции;
- ножную секцию можно задвигать под основную в четырех фиксированных положениях;

- две опоры для ног состоящие из нержавеющей стали, имеется цельная поролоновая подкладка с покрытием из кожзаменителя;
- встроенный штатив для переливания с 4 крючками