

Смотровой стол Lojer Capre E1

ФСЗ 2012/12047

кушетка смотровая, материал металл, регулировка
высоты электропривод, односекционная, на колесах,
нагрузка 210 кг, размеры 1960×670×920 мм

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Регулировка высоты	электропривод
Количество секций	односекционная
Конструкция	сварная
На колесах	Да
Нагрузка на конструкцию	210 кг
Размер	1960×670×920 мм

Габариты

Длина	1960 мм
Ширина	670 мм
Высота	-920 мм
Вес	95 кг

Дополнительная информация

Смотровой стол Capre E1

Модельный ряд смотровых столов Lojer Capre У составляет отдельную категорию, если рассматривать эти модели с точки зрения дизайна и функциональности. В подавляющем большинстве смотровые столы располагаются в смотровых комнатах без необходимости в их перемещении – следовательно, оснащение их большими колесами нецелесообразно.

Смотровой стол Lojer Capre E1 спроектирован как стол общего применения с односекционным ложем. Его исключительно малая минимальная высота и бесшумный электродвигатель способствуют удобству его применения в небольших медицинских кабинетах.

Главные характеристики:

1. Современный дизайн.
2. При использовании стол устойчиво стоит на собственных опорах.
3. Резиновые подкладки на опорах не пачкают пол, уровень относительно пола регулируется.

Технические стандартные характеристики:

- мощный электродвигатель с развиваемым усилием 10 кН на всех моделях допускает нагрузку в 210 кг;
- регулировка высоты ножной напольной педалью;
- минимальная высота 45 см дает возможность легко разместить на столе пациентов с ограниченными возможностями, не прибегая к помощи дополнительных ступенек;
- большой выбор обивки, включая антибактериальные и электропроводные варианты;
- размещенный в корпусе электродвигатель упрощают поддержание стола в чистоте;
- превосходное соотношение цены и качества.

Дополнительные опции, устанавливаемые в заводских условиях:

- ручной пульт управления для регулировки высоты;
- аккумуляторная батарея;
- ножная педаль в виде рамы для регулировки высоты;
- увеличение ширины ложа до 80 см.

Другие дополнительные принадлежности:

- держатель одноразовых простыней;
- разделитель для одноразовых простыней;
- подушка под голову;
- гнездо под штатив для внутривенных вливаний;
- штатив для внутривенных вливаний.