

Смотровой стол Lojer Capre E2

ФСЗ 2012/12047

кушетка смотровая, материал металл, регулировка высоты электропривод, двухсекционная, подъем секции электропривод, на колесах, нагрузка 210 кг, угол подъема 78°, размеры 1960×670×920 мм



Lojer OY, Финляндия

Характеристики

Вид	кушетка смотровая
Материал каркаса	металл
Характеристика материала	полимерное покрытие
Регулировка высоты	электропривод
Количество секций	двухсекционная
Механизм подъема секции	электропривод
Конструкция	сварная
На колесах	Да
Нагрузка на конструкцию	210 кг
Угол подъема секции	78 °
Размер	1960×670×920 мм

Габариты

Длина	1960 мм
Ширина	670 мм
Высота	-920 мм
Вес	95 кг

Дополнительная информация

Смотровой стол Lojer Capre E2 - прочный, универсальный смотровой стол.

Модельный ряд смотровых столов Lojer Carpe E составляет отдельную категорию, если рассматривать эти модели с точки зрения дизайна и функциональности. В подавляющем большинстве смотровые столы располагаются в смотровых комнатах без необходимости в их перемещении – следовательно, оснащение их большими колесами нецелесообразно.

Смотровой стол Lojer Carpe E2 спроектирован как стол общего применения с двухсекционным ложем. Его исключительно малая минимальная высота и бесшумный электродвигатель способствуют привлекательности его применения в небольших медицинских кабинетах.

Главные характеристики:

1. Бесшумный и простой в использовании смотровой стол.
2. Надежный и устойчивый - стол установлен на ножки с резиновыми прокладками, не оставляющими следов.
3. Грузоподъемность (SWL) 210 кг.

Технические стандартные характеристики:

- современный дизайн;
- резиновые подкладки на опорах не пачкают пол, уровень относительно пола регулируется;
- мощный электродвигатель с развиваемым усилием 10 кН на всех моделях допускает нагрузку 210 кг;
- электрическая регулировка высоты с ручного пульта управления;
- электрическая регулировка спинной секции с ручного пульта управления;
- минимальная высота 45 см дает возможность легко разместить на столе пациентов с ограниченными возможностями, не прибегая к помощи дополнительных ступенек;
- большой выбор обивки, в том числе антибактериальные и электропроводные варианты;
- размещенный в корпусе электродвигатель упрощают поддержание стола в чистоте;
- превосходное соотношение цены и качества.

Дополнительные опции, устанавливаемые в заводских условиях:

- ножной пульт управления для регулировки высоты;
- аккумуляторная батарея;
- ножная педаль в виде рамы для регулировки высоты;
- увеличение ширины ложа до 80 см.

Другие дополнительные принадлежности:

- держатель одноразовых простыней;
- разделитель для одноразовых простыней;
- подушка под голову;
- гнездо под штатив для внутривенных вливаний;
- штатив для внутривенных вливаний.