

Стол гинекологический Lojer Capre EG

ФСЗ 2012/12047

на колесах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-чаша

Lojer OY, Финляндия



Характеристики

Материал	металл
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	210 кг
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Масса	95 кг

Габариты

Длина	1960 мм
Ширина	670 мм
Высота	920 мм

Дополнительные характеристики

Смотровой гинекологический стол Lojer Capre EG спроектирован как стол общего гинекологического применения с двухсекционным ложем. Стандартные принадлежности для этой модели – пяточные упоры и гинекологическая емкость. Его исключительно малая минимальная высота и бесшумный электродвигатель способствуют привлекательности применения в небольших смотровых помещениях, таких как медицинский кабинет на производстве.