

Столик медицинский СТРУМ Т8.02 кат. № 550 006

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 800 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	860 мм
Ширина	450 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Стол с выдвижным ящиком и двумя съемными поддонами из нержавеющей стали. Внутренние размеры ящика (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 604 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Ящик оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Межполочное расстояние — 355 мм.