

Столик медицинский СТРУМ Т8.02 кат. № 550 055

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материал металл, с замком, на колесах, высота 800 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Замок	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	860 мм
Ширина	450 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Стол с выдвижным ящиком, который оснащен замком. Внутренние размеры ящика: ширина - 604 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Ящик оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Имеет два съемных и один несъемный (верхний) поддоны из нержавеющей стали.
Межполочное расстояние — 220 мм.