

Стол медицинский Т8.06 кат. № 550 044

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы нержавеющая сталь, размеры 1805×805×875 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Конструкция	сборная
Полка	Да
Ящик	Да
Размеры	1805×805×875 мм

Дополнительные характеристики

Стол со столешницей из нержавеющей стали, двумя выдвижными ящиками и полкой из ламинированного ДСП. Внутренние размеры ящиков: ширина - 349 мм; глубина - 460 мм; высота - 79 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Межполочное расстояние - 440 мм.