

Столик медицинский СТРУМ Т8.07 кат. № 550 014

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 800 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	860 мм
Ширина	450 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики

Стол с 2-мя выдвижными ящиками и двумя съемными поддонами из нержавеющей стали. Внутренние размеры ящиков: ширина - 604 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Ящик оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков Межполочное расстояние — 355 мм.