

Стол медицинский Т8.12 кат. № 550 018

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1380×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1380×600×760 мм

Дополнительные характеристики

Стол однокорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в корпусе и 2-мя выдвижными ящиками под столешницей. Внутренние размеры ящиков под столешницей (высота наружной панели ящиков - 60 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры трех верхних ящиков в корпусе тумбочки (высота панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика в корпусе тумбочки (высота панели ящика - 240 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Столешница из ламинированного постформинга. Возможно левое или правое расположение корпуса.