

Стол медицинский Т8.12 кат. № 550 058

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1380×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1380×600×760 мм

Дополнительные характеристики

Стол однокорпусной с 3-мя полками в корпусе (две полки - регулируемые) с металлической дверью и 2-мя выдвижными ящиками под столешницей. Внутренние размеры ящиков под столешницей (высота наружной панели ящиков - 60 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Столешница из ламинированного постформинга. Возможно левое или правое расположение корпуса.