

Стол медицинский Т8.13 кат. № 550 019

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 650×600×880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Размеры	650×600×880 мм

Дополнительные характеристики

Стол однокорпусной с тремя полками (две полки — регулируемые). Столешница из ламинированного постформинга. Возможно левое или правое расположение корпуса.