

Стол медицинский Т8.14 кат. № 550 020

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1810×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1810×600×760 мм

Дополнительные характеристики

Стол двухкорпусной с выдвижными ящиками под столешницей. Левый корпус — с 4-мя выдвижными ящиками. Внутренние размеры ящиков под столешницей (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры трех верхних ящиков в корпусе (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика в корпусе (высота наружной панели ящика - 240 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков Правый корпус — 3-х полочный (две полки — регулируемые). Столешница из ламинированного постформинга. Возможно левое или правое расположение корпуса.