

Стол медицинский Т8.14 кат. № 550 062

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1810×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1810×600×760 мм

Дополнительные характеристики

Стол двухкорпусной с выдвижными ящиками под столешницей. В корпусах тумбочек по три выдвижных ящика. Внутренние размеры ящиков под столешницей (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры верхнего ящика в корпусе (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры 2-х нижних ящиков в корпусе (высота наружных панелей ящиков - 240 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Столешница из ламинированного постформинга.