

Стол медицинский Т8.14 кат. № 550 063

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы постформинг, размеры 1810×600×760 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	постформинг
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Полка	Да
Тумба	Да
Ящик	Да
Размеры	1810×600×760 мм

Дополнительные характеристики

Стол двухкорпусной с выдвижными ящиками под столешницей. В корпусах тумбочек по три выдвижных ящика. Внутренние размеры ящиков под столешницей (высота наружных панелей ящиков - 60 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 37 мм. Внутренние размеры верхнего ящика в корпусе (высота наружной панели ящика - 120 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры 2-х нижних ящиков в корпусе (высота наружных панелей ящиков - 240 мм): ширина - 349; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Столешница из ламинированного постформинга.