

Столик медицинский СТРУМ Т8.19 кат. № 550 027

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материал металл, с бортом, на колесах, высота 880 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Колеса	Да
Полка	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	710 мм
Ширина	570 мм
Высота	880 мм

Дополнительные характеристики

Стол с двумя выдвижными ящиками. Внутренние размеры ящиков(высота наружных панелей ящиков — 200 мм): ширина - 522 мм; глубина - 480 мм; высота - 150 мм. Ящик оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков Столешница — с трехсторонним ограждением. Высота ниши 240 мм.