

Столик медицинский СТРУМ Т8.23 кат. № 550 030

ФСЗ 2008/02415

универсальный, материал металл, с бортом, с замком,
на колесах, высота 833 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	универсальный
Материал	металл
Характеристика материала каркаса	нержавеющая сталь
Столешница	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Борт	Да
Замок	Да
Колеса	Да
Ящик выдвижной	Да

Габариты

Длина	710 мм
Ширина	435 мм
Высота	833 мм

Дополнительные характеристики

Стол с четырьмя выдвижными ящиками, решетчатой съемной корзиной и кронштейном для размещения инструментов. Внутренние размеры трех верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 125 мм): ширина - 603 мм; глубина - 375 мм; высота - 90 мм; внутренние размеры нижнего ящика (высота наружной панели ящика - 252 мм): ширина - 603 мм; глубина - 375 мм; высота - 180 мм. Ящик оснащен шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков. Верхний ящик с замком. Столешница — с трехсторонним ограждением.