

Стол медицинский Т8.27 кат. № 550 036

ФСЗ 2008/02415

пост медсестры / универсальный, материала каркаса металл, материал столешницы ЛДСП, с подставкой под монитор, с полкой для клавиатуры, размеры 1200×1200×1075 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

Назначение	пост медсестры / универсальный
Материал каркаса	металл
Характеристика материала каркаса	полимерное покрытие
Материал столешницы	ЛДСП
Конструкция	сборная
Дверца	Да
Подставка под монитор	Да
Полка	Да
Полка для клавиатуры	Да
Тумба	Да
Размеры	1200×1200×1075 мм

Дополнительные характеристики

Стол двухкорпусной с двумя регулируемыми полками в каждом. Распределенная нагрузка на каждую полку - не более 15 кг. Столешница из ламинированного ДСП. Имеются подставка под монитор и выдвижная полка для клавиатуры. Передняя часть стола зашита перфорированным листом.