


Стол медицинский Т8.27 кат. № 550 048

ФСЗ 2008/02415

пост медсестры / универсальный, материала каркаса  
металл, материал столешницы ЛДСП, размеры  
2000×1200×1075 мм

СТРУМ ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Назначение                       | пост медсестры / универсальный |
| Материал каркаса                 | металл                         |
| Характеристика материала каркаса | полимерное покрытие            |
| Материал столешницы              | ЛДСП                           |
| Конструкция                      | сборная                        |
| Полка                            | Да                             |
| Тумба                            | Да                             |
| Ящик                             | Да                             |
| Размеры                          | 2000×1200×1075 мм              |

Дополнительные характеристики

Стол двухкорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в каждом. Внутренние размеры трех верхних ящиков (высота наружных панелей ящиков - 120 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 79 мм. Внутренние размеры нижнего ящика (высота наружной панели ящика - 240 мм): ширина - 349 мм; глубина - 360 мм; высота - 179 мм. Ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения, что обеспечивает плавное, мягкое и бесшумное скольжение ящиков.

Столешница из ламинированного ДСП.

Имеются две дополнительные полочки для бумаг.

Передняя часть стола зашита перфорированным листом.